

MarcapassoMarcapasso Temporário
Câmara Dupla (Zeus-1) ALL SOLUTIONS
MEDICAL**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ANVISA - 80567780006

1 - Dados Técnicos:

Parâmetros	Valores
Descrição do Marca-passo	Marca-passo cardíaco temporário/externo câmara dupla
Taxa	30 a 200 Min -1 (Em passos de 2 BPM)
Taxa superior	Base taxa + 30 BPM (Min 110 BPM)
Estimulação Atrial Rápida	80 a 800 Min -1
Amplitude (A)	0,5 a 12 Volts
Amplitude (V)	0,5 a 12 Volts
Sensibilidade	ÁTRIO: 0,4 a 10 mV VENTRÍCULO: 0,8 a 20 mV
Modo	AOO, AAI, DOO, DVI, DDI, DDD, VDD, VVI, VOO
Atraso de AV	20 a 300 ms
Largura de Pulso	1,0-1,5 ms
Período de Fechamento de V	ms (Pace), 75ms (Sens) 125
Refratários (PVARP em DDD)	ÁTRIO: 150-500 ms VENTRÍCULO: 250 ms
Taxa Atrial Rápida	BPM de 80 a 800
Vida Útil da Bateria	166 hrs
Química da Bateria	Duracell 9V PP3 alcalina
Polaridade	Bipolar
Indicação	Indicação de estimulação: 1. Piscar do LED no painel frontal para ambos A&V. Indicação de sensoriamento: 2. Piscar do LED no painel frontal para ambos A & V.
Indicador de bateria Fraca	Substitua a bateria quando o indicador de bateria fraca acender. Substituição da bateria tempo aproximado 15 seg.
Botão de Pausa	Quando pressionado saída será interrompido para no máximo 10 seg.
Botão Ligar/Desligar	Botão separado ON e OFF para iniciar e parar o dispositivo.
Eletrodo	Eletrodo temporário

2 - Dados Mecânicos:

Parâmetros	Valores
Comprimento x largura X espessura	200 x 110 x 32 mm
Massa (gm) e Volume cc	400 gm (com bateria) e 704 cc

3 - Valores urgentes:

Parâmetros	Valores
Taxa de	80 ppm
Amplitude (A)	10.0 volts
Amplitude (V)	10.0 volts
Modo	DOO
Atraso de AV	140 ms
Largura de pulso	1.0-1.5 ms



ALL SOLUTIONS MEDICAL

(11) 4193-6124 / 4191-8206 / 4191-8239

Alameda Madeira, 162 Cjs. 1101 e 1108
Edifício Quebec Business Center
Alphaville Industrial, Barueri - SP - 06454-010E-mail: vendas@allsolutions.com.br
avendas@allsolutions.com.br